

InCardio Event Recorder

Screening delle
aritmie in pochi
secondi, ovunque
ed in qualsiasi
momento



Il monitoraggio cardiaco di primo livello alla portata di tutti!

InCardio è un dispositivo in grado di registrare un tracciato ECG a 3 derivazioni senza cavi ed elettrodi, trasformando un semplice smartphone in un vero e proprio elettrocardiografo.

È il primo elettrocardiografo in grado di monitorare l'attività elettrica del cuore in pochi secondi, ovunque ci si trovi.

Il dispositivo è assolutamente consigliato per i pazienti con:

- Fibrillazione atriale
- Tachicardia
- Cardiopalmo
- Angina pectoris
- Allungamento dell'intervallo QT
- Stress

Per uno screening cardiologico **semplice e non invasivo!**

ECG

in un minuto con pochi semplici passi:

- 1** **Accensione** del dispositivo
- 2** **Posizionamento** del dispositivo al centro del petto
- 3** **Registrazione** del tracciato ECG
- 4** **Generazione** Report Automatico

Caratteristiche



App mobile:

Il dispositivo si collega tramite Bluetooth allo smartphone. Attraverso l'App dedicata, è possibile registrare un elettrocardiogramma in pochi secondi, in modo semplice e sicuro.



Screening delle aritmie:

Il sistema permette di valutare la presenza delle principali aritmie, verificando:

- Frequenza cardiaca
- Alterazioni del ritmo
- QRS nei range
- QTc nei range



Interpretazione automatica ECG:

InCardio, grazie all'intelligenza artificiale, analizza in pochi secondi il tracciato ECG e ne calcola automaticamente i principali intervalli come: PR, QRS, QT e QTc.

