


## InCardio Event Recorder



**Il primo elettrocardiografo in grado di monitorare l'attività elettrica del cuore in pochi secondi, ovunque ci si trovi.**



### Screening delle aritmie

InCardio è un dispositivo in grado di registrare un tracciato ECG a 3 derivazioni senza cavi ed elettrodi, trasformando un semplice smartphone in un vero e proprio elettrocardiografo.

È il primo elettrocardiografo in grado di monitorare l'attività elettrica del cuore in pochi secondi, ovunque ci si trovi e ricevere un'**interpretazione immediata** sulla presenza di aritmie.

#### Caratteristiche



**Senza Elettrodi:**  
per l'esame è sufficiente poggiare il dispositivo al centro del petto e lanciare la registrazine via App.



**Analisi del tracciato in AI:**  
l'utilizzo di algoritmi in AI permette di analizzare il tracciato ECG a 3 derivazioni e determinare la presenza di:  
• Tachicardia o Bradicardia  
• Presenza di alterazioni nel ritmo cardiaco  
• Anomalie nel QRS e QTC.



**Non bisogna spogliarsi:**  
si registra da seduti e senza bisogno di spogliarsi.



Senza cavi



Report immediato



### Screening cardiologico semplice e non invasivo



1. **Posizionamento** del dispositivo al centro del petto

2. **Selezione** della funzione "Controllo Aritmia"

3. **Registrazione** del tracciato ECG

4. **Generazione** del report automatico