

LeECG OT 12



Il dispositivo LeECG OT 12 è un ECG all in one che permette di eseguire un elettrocardiogramma a 12 derivazioni.



Elettrocardiogramma 12 derivazioni

Utilizzato dagli Ospedali di tutto mondo, il LeECG OT 12 registra un tracciato direttamente tramite il suo schermo da 10" ed invia la registrazione alla centrale di refertazione direttamente, tramite Wi-Fi, Lan o 4g senza l'ausilio di nessuno strumento esterno.

Caratteristiche

- Refertazione in 15 minuti:** la centrale Medica garantisce una refertazione specialistica di qualità ospedaliera.
- All in one:** dispositivo unico per la registrazione e l'invio del tracciato ECG.
- Sistema Intelligente:** dispositivo intelligente e di alta qualità tramite l'algoritmo di Glasgow.
- Connessione multilivello:** trasmissione del tracciato tramite LAN, WI-FI e 4G.

- Schermo 10" pollici
- 40h di batteria
- Pc non necessario
- Archiviazione Big data

Anteprima del tracciato ECG in alta qualità

- Registra il paziente** sul dispositivo
- Posiziona gli elettrodi** secondo le linee guida
- Registra il tracciato** in 10 secondi ed invia l'ECG per la refertazione
- Ricevi il referto** in pochi minuti