

Poligrafo PolyWatch



Lo studio del sonno di nuova generazione, un servizio innovativo, semplice ed efficace, già predisposto all'esame con CPAP.



Polisonnografia

PolyWatch è il Polisonnografo utile al monitoraggio, all'individuazione e valutazione delle apnee notturne, analizzando i principali parametri respiratori implicati nelle OSAS.



Visualizzazione real time



Uso pediatrico



Facile da usare



Utilizzabile con CPAP

Lo studio del sonno di nuova generazione

1. **Installazione semplice e rapida** del dispositivo sul paziente

2. **Registrazione continua** di tutti i parametri necessari allo studio del sonno (atti respiratori, saturazione, frequenza cardiaca, ecc.)

3. **Smontaggio** del polisonnografo al termine dell'esame e invio dei dati per la refertazione

4. **Ricezione** mediamente in 72 ore del referto specialistico dalla centrale di refertazione

Caratteristiche



Compatibile con la CPAP: il PolyWatch è collegabile con il dispositivo per il trattamento CPAP e consente di valutarne le performance sul paziente durante la registrazione.



Registrazione ovunque: grazie alle piccole dimensioni, il servizio erogato in qualsiasi contesto operativo, rendendo possibile l'esame, e la relativa registrazione dei parametri, nell'abitazione del paziente.



Rilevazione sonno - veglia e movimenti respiratori: dotato di molte funzionalità avanzate, come il riconoscimento del sonno/veglia e la possibilità di visualizzare il tracciato respiratorio toracico in real-time.



Guida al posizionamento: Il display permette la visualizzazione del tracciato respiratorio in real-time. Il montaggio è totalmente guidato dal sistema riconoscendo malposizionamenti dei sensori.