

## Analizzatore Urine BW-500 Mini



**Piccolo, pratico e compatto, migliora l'esperienza d'esame per operatore e paziente.**



### Analisi Urine

L'esame delle urine è un test diagnostico che permette di valutare le caratteristiche chimiche, fisiche e microscopiche dell'urina. L'esame deve essere eseguito sulle prime urine del mattino o su un campione di urine che abbiano avuto una permanenza in vescica di almeno quattro ore. Tra le caratteristiche analizzate durante un esame delle urine, rientrano il colore, l'odore, il peso specifico, il pH, le proteine, il glucosio, i chetoni ecc; è un test indolore e privo di rischi e produrrà a sua volta un report descrittivo sul significato di ogni risultato.

- 53 grammi
- Batteria ricaricabile
- Piccole dimensioni
- 60 secondi

### Caratteristiche

- Report descrittivo:** di tutti i parametri analizzati, con risultati qualitativi e semi-quantitativi, generato entro pochi secondi.
- Velocità del test:** solo 60 secondi per un test e pochi secondi per ricevere un report con tutti i risultati.
- Strip imbustate singolarmente:** con durata 24 mesi dalla produzione.
- Principio di misurazione:** utilizzato dallo strumento è la colorimetria fotoelettrica.

GLUCOSIO (GLU) - CHETONI (KET) - CREATININA (CRE)  
PROTEINE (PRO) - CALCIO (CAL) - SANGUE (BLD)  
BILIRUBINA (BIL) - PESO SPECIFICO (SG)  
LEUCOCITI (LEU) - MICROALBUMINA (MAL)  
NITRITI (NIT) - ACIDO ASCORBICO (VC)  
pH (pH) - UROBILINOGENO (URO)



### Le analisi delle urine in ogni contesto operativo

- Introdurre la striscia** reattiva all'interno delle urine da esaminare. Estrarla dopo circa 3 secondi e inserirla nel dispositivo
- Avviare** l'analisi e creare la scheda relativa al paziente
- Attendere** 60 secondi affinché il test giunga al termine
- Scansiona** il QR CODE e ricevi il report tramite email

