

## Analizzatore biochimico G200



Il G200 è un analizzatore biochimico a immunofluorescenza di nuova generazione.

## Analizzatore biochimico a immunofluorescenza POCT



L'**G200** copre quattro aree cliniche in un unico dispositivo: prevenzione e carenza vitaminica, funzionalità tiroidea e ormoni riproduttivi, marcatori cardiaci quantitativi e screening oncologico. Con **2 gocce di sangue e 10 minuti**, la farmacia risponde a esami che i pazienti normalmente attendono settimane in laboratorio. La tecnologia a immunofluorescenza garantisce risultati quantitativi - non qualitativi - con la stessa precisione degli analizzatori clinici ospedalieri.



Analisi in  
10 minuti



Dimensione  
schermo 7 pollici



Solo 2 gocce  
di sangue



Controllo di  
qualità

### Caratteristiche

Tipologia report: scontrino/ report in A4

Connessione: Wifi/ Ethernet/ Bluetooth

Quantità di campione: 2 gocce di sangue

Coefficiente di variazione: <5%

Controllo di qualità

### Test disponibili

#### Prevenzione e benessere:

D · Vitamina B12 · Folati · Ferritina · Cortisolo · Tiroide e ormoni: TSH · FSH · PRL ·  $\beta$ -hCG · T3 · T4

#### Cardiologia e urgenza:

Troponina I/T · NT-proBNP · BNP · CK-MB · Mioglobina

#### Screening oncologico:

PSA

Dispositivo integrato nel  
Percorso Donna

## Analizzatore multi-parametrico.



TEMPI MEDI DI  
ESECUZIONE ESAME  
10 minuti



PARAMETRI ANALIZZATI  
Vitamina D | TSH | Ferritina  
Cortisolo | B-hcg | SARS-CoV-2 + Flu A&B | FSH ...